



Nitrilhandsker

Varenummer 290495 - 290499

Classic

Nitrilhandsker, Pudderfri, blå, Sensitive



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usterile

Lyseblå

Ru fingerspidser – yderst god gennemfølingsevne

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001 & ISO 13485

CE

CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC klasse I og EU direktiv 89/686/EEC / PPE Regulative EU2016/425, Type C certificeret fra April 2019

CAT III

AQL 1,5

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 374-3:2003

EN 16523-1:2016

EN 374-4:2013

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420

ASTM F1671



Nitrilhandsker

Varenummer 290495 - 290499

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:
Før belastning 6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden 6 Newton

Strækkevne:
Før belastning min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

Forpakning

200 stk. pr. æske
10x200 stk. pr. karton
54 kartoner pr. palle

Tykkelse

Håndfladen 0,06 mm (+/- 0,02)
Fingrene 0,08 mm (+/- 0,02)
Håndled 0,05 mm (+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
X-small	290495	5-6	75	240
Small	290496	6-7	85	240
Medium	290497	7-8	95	240
Large	290498	8-9	106	240
X-large	290499	9-10	116	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Pudderrester
Virusgennemtrængning
Fødevaregodkendelse
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitril	-
Titanium Dioxid	13463-67-7
Zinc oxid	1314-13-2
Anti oxidant	68610-51-5



Nitrilhandsker

Varenummer 290495 - 290499

Svovl	7704-34-9
Kalium Hydroxide	1310-58-3
Klorin	7782-50-5
Zinc	14324-55-1 (Ej målbart restindhold)
Diethyldithiocarbamate	
Zinc	136-23-2 (Ej målbart restindhold)
Dibutyldithiocarbamate	
Phthalocyanine blue	147-14-8

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Acetone	67-64-1	<1 min	0
Ammoniak 25%	1336-21-6	6 min	0
Diethylamine	109-89-7	<1 min	0
Dismofix B 1%		>480 min	6
Dismofix K 1%		>480 min	6
Dismozon pur 1%		>480 min	6
Dismozon pur 4%		>480 min	6
Diurethane Dimethacrylate	72869-86-4	>480 min	6
DMSO	67-68-5	>3 min	0
Eddikesyre 10%	6419-7	90 min	3
Ethanol 1,5%	64-17-5	>480 min	6
Ethanol 35%	64-17-5	<10 min	0
Ethanol 70%	64-17-5	<10 min	0
Ethanol 99%	64-17-5	<1 min	0
Ethidium bromide 5%	1239-45-8	>480 min	6
Formaldehyde 37% / Formalin 37%	50-00-0	>480 min	6
Glutaraldehyde 4%	111-30-8	>480 min	6
Glutaraldehyde 10%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	46-60 min	2
Hydroxyethyl Methacrylate 97%	868-77-9	>5 min	0
Isopropanol	67-63-0	<10 min	0
Isopropanol 1,5 %	67-63-0	>480 min	6
Klorhexidine 6%	55-56-1	>480 min	6
Klorhexidine diguconate 20%	18472-51-0	>480 min	6
Korhsolin ekstra 0,5% alkohol		>480 min	6
Korhsolin FF 0,5%		>480 min	6
Korhsolin ekstra 0,5% glutaraldehyde		>480 min	6
Korsolex ekstra 4% glutaraldehyde		>480 min	6



Nitrilhandsker

Varenummer 290495 - 290499

Korsolex med AF 1%		>480 min	6
Korsolex ekstra 4% alkohol		>480 min	6
Korsolex plus 3%		>480 min	6
Lillies væske formalin med methanol 1-3%		>480 min	6
Mikrobac tissue		>480 min	6
Natrium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min	6
Natrium hypochlotite 5%	7681-52-9	>480 min	6
n-Heptane	142-82-5	12 min	1
n-Hexane	110-54-3	<1 min	0
Pereddikesyre 38-40%	79-21-0	<10 min	0
Propanol	71-23-8	<4 min	0
Rely+On, virkon	70693-62-8	>480 min	6
Saltsyre 36%	7647-01-0	>10 min	1
Svovlsyre 96%	7664-93-9	7 min	0
Triethylene glycol dimethacrylate 95%	109-16-0	<6 min	0
Cystostatika			Test metode
Bortezomib 1.000 ppm		>480 min.	6
Carmustine 3.300 ppm		>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min.	6
Cytarabine 100.00 ppm		>240 min.	5
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min.	6
Epirubicin 2.000 ppm		>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Flurouracil 50.000 ppm		>480 min	6
Gemcitabine(Gemzar) 38.000 ppm		>480 min.	6
Irinotecan 20.000 ppm		>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm		>240 min.	5
Oxaliplatin 5.000 ppm		>480 min.	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>480 min.	6
Thio-Tepa 10.000 ppm		>480 min.	6
Antibiotic			
Cefuroxim 90.000 ppm		>480 min.	6
Dicloxacillin 10.000 ppm		>480 min.	6
Gentamicin 40.000 ppm		>480 min.	6

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald



Nitrilhandsker

Varenummer 290495 - 290499

Underemballage: Karton
Bortskaffelse: Brændes/Genbruges
Yderemballage: Karton
Bortskaffelse: Brændes/Genbruges