

94370 Gel 3,5 gram, påse, bulk

Brännskadegel i portionspåsar

Språk: SE/GB/NO/DK/FI/DE/NL

- De små påsarna / sachets är smidiga små förpackningar som lätt får plats i tex plånboken så att man alltid är redo och snabbt kan lindra de mindre bränn- eller skrubbsårsskadorna som kan uppstå i vardagen
- For Burns Brännskadegel är en produkt som ger snabb avkylning och lindring när det kommer till brännskador, solsveda och skrubbsår
- Gelen bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt svalka det skadade området och transporterar bort värmen genom konvektion. Risken för blåsbildning minskar väsentligt
- Produkterna är enkla att använda och fungerar bra vid transport för fortsatt vård
- Produkterna passar särskilt bra där du inte har tillgång till vatten



Bruksanvisning:

Häll gelen direkt på skadan. Låt ligga på i minst 30-50 minuter. Bäst effekt uppnås under de första 3 timmarna



Tips! Använd gelen tillsammans med en sårtvättare så kan du både göra rent såret och kyla ner skadan

Innehåll

3,5g gel

Förpackningsvarianter i samma storlek
94390 20 portionspåsar packade i en upphängningsbar dispenserask.



TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI	URSPRUNGSLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY
AKLA	AKLA	BRÄNNSKADEPRODUKTER	SVERIGE	30059099	93/42/EEC
HÅLLBARHETSTID	MEDICAL DEVICE	KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT		
5 år från tillverkningsdatum	Class IIa Rule 4	ISO 13485	ISO 14001		
NSN	NIIN	GMDN	CPV CODES	UNCCS CODES	
			33141110-4		
ECLASS	UNSPSC				
34210000	42311504				
LOGISTIK	ANTAL	MÅTT	VIKT	EAN / GS1	
KFP	1 st	60x75x3MM	0,05 KG	7311410943706	
KFP / DFP					
KFP / TRP	1000 st	480x250x130mm	5,2 KG	7311410243707	
KFP / PaII	42000 st	1200x800x1060mm	243,40 KG		

